

伯努利方程演示单元操作中试装置

货号: LPK-BBNL



简介

用于伯努利方程演示的实验室中试装置，配备透明PVC管道、23根用于压力测量的测压管，并可进行动手实验。专为工程教育设计，用于研究流体稳流系统中的能量守恒、水力坡降线和局部损失。

了解更多

系统组件 / 参数	规格 / 特性	教学价值与相关实验
管道材料	透明硬质PVC	直接观察流动发展和边界层转换。
压力测量	安装在实验面板上的23根玻璃测压管	测量静压分布并构建水力坡降线。
特殊流动段	带有集成排气功能的突扩和突缩段	研究局部能量损失和压力恢复。
流量控制与测量	转子流量计和手动控制阀	通过调节流量验证连续性方程。
尺寸	≤ 2200mm × 580mm × 1780mm (长 × 宽 × 高)	紧凑的占地面积，适合标准实验室配置。
支撑框架	高品质铝合金，带锁定脚轮	耐用、耐腐蚀的结构，确保长期的实验室安全。